

iBEAUTY[®]
Ingenious Skin Solution

Thalgo innovasjon

En helt ny behandlingsopplevelse med et profesjonelt konsept
For umiddelbare og synlige resultater

Dette lille, men kraftfulle, instrumentet innehar hele 3 avanserte teknologier til bruk i hudforbedring;

- Lydbølger
- Ultralyd
- Radiofrekvens



iBeauty kan derfor tilby en komplett behandlingsmeny;
som møter enhver kvinnes behov.

Vi utfører en dyp og effektiv peeling; ultralyden brukes til innslusing, stimulering og rynkebehandling, mens radiofrekvensen er den mest effektive for å stramme opp hud; også fra innsiden.

Hendig i sin utforming; lett å flytte på og ekstremt brukervennlig.





Hele instrumentet
- Passer godt på et lite trillebord



Kavitasjonspeeling
- rustfritt stål



Ultralyd
- høyfrekvens



Radiobølger, 3 polar
- 40-45 grader

Instrumentet innehar en moderne teknologi med et godt utvalg av forskjellige behandlinger ferdig programmert. Behandlingsprogrammer som kan brukes alene; eller i kombinasjon med andre av Thalgo og M-Ceutic sine behandlinger.

Lite utvalg programmer :

Purity Reviver - **dyprens** **30 min**

Denne x-press behandlingen er en perfekt løsning for de som ønsker en kjapp og rebalanserende dyprens. Hudens blir grundig rensset for urenheter og gir et forbedret, sunnere og klarere utseende

- Kan også brukes som en 15 minutters utfyllende behandling med en vanlig dyprens



Hydration Corrector - **intensiv fuktighet** **45 min**

Perfect partner for en tørst, sliten og livløs hud; denne behandlingen booster hudens naturlige fuktighetsbalanse mens den dynker huden i remineraliserende og fuktighetsgivende aktive ingredienser. Hudens blir frisk, klar og grundig hydrert; fra aller første behandling

Anti-Aging Activator - **Anti-Age** **45 min**

Inspirasjonen til denne teknikken er hentet fra estetisk medisin. Denne behandlingen gir en konsentrert effekt for å bekjempe hudens aldring. Din hud blir "løftet" og ansiktskonturen strammes opp og fastere; fra første behandling.

- Kan også brukes som en 15 minutters utfyllende behandling med andre manuelle teknikker og behandlinger. En manuell massasje etterfulgt av en omgang med radiofrekvens gir utrolige resultater



Teknikkene som brukes

Lydbølger

- En ny generasjon estetisk peeling :
- To rustfrie metallplater vibrerer mot hverandre med lavfrekvens ultralyd for å oppnå en dyp eksfoliering, som effektivt renser og klargjør huden
- Et profesjonelt produkt; Peeling Solution; er spesielt utviklet med bruk av syrer for en dobbel mekanisk og kjemisk rens; for et enda bedre og mer effektivt resultat



Sekvensiell ultralyd

En superoriginal mengde og dybde på en sekvensiell ultralyd sørger for massiv oppmerksomhet fra cellene. Da det ved innslusing av spesialprodukter gis en helt formidabel effekt. Brukes til 3 forskjellige behandlinger ferdig programmert; men kan med fordel også brukes til andre produkter og til M-Ceutic innslusing.

3 profesjonelle og innovative produkter brukes :



iPure ; brukes til dyprens for å rense og balansere alle hudtyper

iHydrate ; en fuktighetsgivende behandling sørger for dyp oksygenering og remineralisering av huden

iSmooth ; brukes for å glatte ut allerede oppståtte linjer / rynker i hudstrukturen

Radiofrekvens

Denne seneste anti-aging teknologien er hentet direkte fra estetisk medisin. Med høyfrekvens microcurrent varmes hudvevet; for å regenerer, fyller ut og strammer opp huden. Dens tre-polare sonde gir en trygg behandling og sørger for varmekontroll. Varmes opp til 45 grader.

iPlump ; en alt-i-ett anti-age behandling tilpasset radiofrekvensaktiviteten for mer glatt og fylt hud; som om "løftet opp".



Gratulerer med ditt valg av instrumentet;
iBeauty – et valg det ikke angres på !

